



PHOTON 4 HEALTH

NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

REDPOWER PRO KURZSTART-ERKLÄRUNG



Schalten Sie das Gerät ein und tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Startbildschirms, um die Menüs „**Infrared Only**“ und „**Normal mode**“ zu öffnen. Im Modus „**Infrared Only**“ sind die roten LEDs und die grünen/blauen/roten Laser deaktiviert. Sie behandeln dann ausschließlich mit den Infrarot-LEDs und -Lasern. Dies ist besonders nützlich für Behandlungen über Nacht oder für Personen mit Lichtempfindlichkeit oder Empfindlichkeit gegenüber blinkenden Lichtern.

In 90 % der Fälle werden Sie jedoch im **Normal mode** behandeln. Tippen Sie nun auf „**Normal mode**“, um das Menü aufzurufen.

Die Behandlung „**TOTAL WELLNESS**“ ist standardmäßig ausgewählt. Dieses automatisierte 15-Minuten-Programm kombiniert alle Gehirn- und Bioresonanzfrequenzen mit dem Licht. Das Programm startet mit Lichtintensität 1, wechselt nach einer Minute auf 2 und dann auf 3. Es dauert 15 Minuten und ist bei allen Beschwerden und Problemen wirksam. Wir empfehlen Therapeuten, dieses Programm zweimal hintereinander mit ihren Patienten durchzuführen: einmal im Gesicht, einmal am Bauch. Insgesamt dauert es 30 Minuten. Bei Verwendung der Lampe zu Hause können Sie am nächsten Behandlungstag abwechselnd den Rücken behandeln: 15 Minuten am Hinterkopf + 15 Minuten am unteren Rücken. Sie können die Behandlung so oft durchführen, wie Sie möchten: täglich, jeden zweiten Tag, alle paar Tage oder einmal pro Woche. Es hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Zusätzlich gibt es ein zweites automatisches Programm, das **SLEEP PROGRAM**, das Ihr Gehirn sanft in den Delta-Schlafmodus versetzt. Wenn Sie Schlafprobleme haben, probieren Sie dieses Programm vor dem Schlafengehen aus. Wenn das rote Licht noch zu anregend ist, starten Sie das Programm im Modus „Infrared only“. Klicken Sie dazu auf das Haussymbol oben rechts, dann auf „Infrared Only“, anschließend auf „Speelprogram“ und schließlich auf „Start“. Es mag so aussehen, als gäbe es kaum Licht, aber das stimmt nicht. Wir können es zwar nicht sehen, aber der Körper spürt es. Neben diesen beiden automatischen Programmen können Sie auch individuelle Gehirnfrequenzen anwenden. Eine kurze Erklärung dazu finden Sie weiter unten. Mehr Informationen dazu finden Sie online.



Die Behandlung „**TOTAL WELLNESS**“ ist standardmäßig ausgewählt. Dieses automatisierte 15-Minuten-Programm kombiniert alle Gehirn- und Bioresonanzfrequenzen mit dem Licht. Das Programm startet mit Lichtintensität 1, wechselt nach einer Minute auf 2 und dann auf 3. Es dauert 15 Minuten und ist bei allen Beschwerden und Problemen wirksam. Wir empfehlen Therapeuten, dieses Programm zweimal hintereinander mit ihren Patienten durchzuführen: einmal im Gesicht, einmal am Bauch. Insgesamt dauert es 30 Minuten. Bei Verwendung der Lampe zu Hause können Sie am nächsten Behandlungstag abwechselnd den Rücken behandeln: 15 Minuten am Hinterkopf + 15 Minuten am unteren Rücken. Sie können die Behandlung so oft durchführen, wie Sie möchten: täglich, jeden zweiten Tag, alle paar Tage oder einmal pro Woche. Es hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Zusätzlich gibt es ein zweites automatisches Programm, das **SLEEP PROGRAM**, das Ihr Gehirn sanft in den Delta-Schlafmodus versetzt. Wenn Sie Schlafprobleme haben, probieren Sie dieses Programm vor dem Schlafengehen aus. Wenn das rote Licht noch zu anregend ist, starten Sie das Programm im Modus „Infrared only“. Klicken Sie dazu auf das Haussymbol oben rechts, dann auf „Infrared Only“, anschließend auf „Speelprogram“ und schließlich auf „Start“. Es mag so aussehen, als gäbe es kaum Licht, aber das stimmt nicht. Wir können es zwar nicht sehen, aber der Körper spürt es. Neben diesen beiden automatischen Programmen können Sie auch individuelle Gehirnfrequenzen anwenden. Eine kurze Erklärung dazu finden Sie weiter unten. Mehr Informationen dazu finden Sie online.

SLEEP PROGRAM = Delta-Gehirnfrequenzen zur Förderung des Tiefschlafs

THETA DREAM = Fördert den Traumschlaf und tiefe Meditation

TOTAL WELLNESS = Kombination verschiedener Gehirnfrequenzen + Bioresonanzfrequenzen

RELAXING ALPHA = Für Entspannung, Freude und Kreativität, wirkt antidepressiv

FAST BETA = Fördert Lernprozesse und Konzentration

ACTIVE GAMMA = Aktive Gehirn- und Gedächtnisstimulation bei Demenz

Mehr Informationen zu Gehirnwellen? Siehe: photon4health.de/Gehirnfrequenztherapie